



Aparat do nieinwazyjnej wentylacji RESPIRONICS BiPAP FOCUS (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie poprzez zasilacz 18 V oraz poprzez wbudowany akumulator,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Respironics BiPAP Focus** to nieinwazyjny respirator klasy szpitalnej przeznaczony do leczenia dorosłych pacjentów z niewydolnością oddechową i obturacyjnym bezdechem podczas snu,
- Wspiera oddychanie u dorosłych pacjentów o masie ciała 30 kg lub wyższej,
- System BiPAP Focus oferuje dwa tryby wentylacji:
 - Ciągłe dodatnie ciśnienie wyjściowe (CPAP), które zapewnia pojedynczy poziom dodatniego ciśnienia dla pacjenta,
 - Spontaniczny / Tymczasowy (S / T), który zapewnia dwa poziomy dodatniego ciśnienia (jeden podczas wdechu i jeden podczas wydechu),
- Alarmy systemu BiPAP informują o wysokim lub niskim ciśnieniu, bezdechu, rozłączeniu pacjenta, niskiej mocy lub utracie zasilania sieciowego,
- Cyfrowa czułość Auto-Trak eliminuje potrzebę idealnego uszczelnienia interfejsu pacjenta i stałej regulacji, jednocześnie promując synchronizację pacjenta z respiratorem,
- Wykres słupkowy ciśnienia pokazuje oddechy pacjenta i zakresy ciśnienia,
- Prosta i intuicyjna obsługa,
- Bardzo cicha praca urządzenia,
- Aparat umieszczony na oryginalnym wózku:
 - Mobilny, na czterech kołach, w tym dwa z hamulcami,
 - Pojemny kosz na akcesoria i okablowanie,
 - Wygodny uchwyt do przemieszczania,
- W zestawie zasilacz z przewodem zasilającym,
- Wymiary aparatu: 30,5 x 39 x 21,5 cm,
- Wymiary ogólne: 50 x 62 x 118 cm,
- Waga aparatu: 4,5 kg,
- Waga kompletu: 23 kg,
- Instrukcja obsługi w języku angielskim,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

