



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Certyfikowany Test/Testy COVID-19 IgM/IgG Ab - Core tests (kasetkowy - płytkowy) ISO9001 (25 szt.) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji P.R.C.,
- **Core test** jest certyfikowanym testem kasetkowym w kierunku Covid - 19,
- Wykrywa w ludzkiej surowicy, osoczu albo krwi pełnej obecność oraz rodzaj przeciwciał (IgM i IgG) wytworzonych przez układ immunologiczny człowieka zakażonego koronawirusem SARS - CoV - 2,
- Przeznaczony do profesjonalnej diagnostyki in vitro,
- Działanie testu zostało poparte badaniami oraz certyfikatami: medycznym CE oraz ISO 9001 i ISO 13485,
- Przeciwciała IgM mogą być wykryte za pomocą testu po 4 - 12 dniach od zakażenia, następnie wykrywane są przeciwciała IgG,
- Zatwierdzony przez polski Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych (URPL),
- Oparty na metodzie detekcji z wykorzystaniem koloidalnego złota, co pozwala na oznaczanie u pacjentów przeciwciał w klasach IgM oraz IgG,
- Odczyt wyniku możliwy po 15 minutach,
- **Specyfikacja:**
 - Swoistość: 100 %, fałszywie dodatni 0 %,
 - Czulość: 97%, fałszywie ujemny 2,4 %,
 - Temperatura przechowywania produktu: 2 - 30° C,
- **W zestawie:**
 - Kasetka testowa COVID - 19 IgM / IgG Ab - 25 sztuk,
 - Ampułka z buforem - 25 sztuk,
 - Pipeta - 25 sztuk,
 - Instrukcja użycia w języku polskim - 1 sztuka,

