



## Zestaw do transferu tłuszczu Fat Collector - Fat Transfer (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji szwajcarskiej,
- **W skład zestawu wchodzi:**
  - Pojemnik na tłuszcz o pojemności 1000 mlz przykrywką oraz zaworem przelewowym,
  - Stojak wielokrotnego użytku wykonany ze stali nierdzewnej,
  - Silikonowy wąż wielokrotnego użytku,
  - Jednorazowy wąż 17 cm z klamrą oraz kranikiem Lauer Lock (1szt),
- **Wyposażenie dodatkowe za dopłatą:**
  - Jednorazowy wąż 17 cm z klamrą oraz kranikiem Lauer Lock (minimalne zamówienie 10 szt),
  - Pojemnik na tłuszcz o pojemności 3000 ml
- Pojemnik jest wykonany z wysokiej jakości, niełamliwego, odpornego na uderzenia polisulfonu. Posiada czytelne oznaczenia pojemności płynu. Nie zawiera lateksu i nadaje się do sterylizacji w autoklawie,
- Pokrywa wykonana jest ze wzmocnionego poliamidu (uszczelka Santoprene) ze stożkowym złączem pacjenta i mechanicznym zabezpieczeniem przed przelewem. Nie zawiera lateksu i nadaje się do sterylizacji w autoklawie,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

