



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta DATASCOPE DUO (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez akumulator litowo-jonowy 7,4 V / 7800 mAh - **brak akumulatora w zestawie (możliwość doposażenia za dodatkową opłatą)**,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Monitor pacjenta Datascope Duo służy do nieinwazyjnego i automatycznego pomiaru skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi, częstości akcji serca oraz saturacji tlenowej (SpO2) u pacjentów dorosłych i u dzieci,
- Wszystkie wartości ciśnienia krwi, tętna i SpO2 są pokazywane na czytelnych cyfrowych wyświetlaczach,
- Urządzenie można stosować w warunkach wielu różnych placówek opieki zdrowotnej. Należą do nich oddziały szpitalne, a także inne rodzaje placówek medycznych, takie jak gabinety lekarskie, poradnie oraz placówki opieki długoterminowej,
- Prosta i intuicyjna obsługa urządzenia,
- Wszystkie funkcje dostępne za pomocą czterech przycisków,
- Wygodny uchwyt do przenoszenia,
- **W zestawie:**
 - Mankiet z przewodem powietrznym,
 - Czujnik silikonowy SpO2,
 - Przewód zasilający,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- **Całość umieszczona na oryginalnym statywie:**
 - Koszyk na okablowanie i akcesoria,
 - Niesymetryczna pięcioramienna podstawa na kółkach,
- Wymiary urządzenia:
 - Szerokość: 13 cm,
 - Głębokość: 15 cm,
 - Wysokość: 24,5 cm,
- Wymiary ogólne ze statywem:
 - Szerokość: 54 cm,
 - Głębokość: 49 cm,
 - Wysokość: 131,5 cm,
- Waga kompletu: 12,3 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

