



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa bakteriobójcza UV-C STERILON 108W (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Lampa UV-C STERILON 108W przeznaczona jest do dezynfekcji powierzchni,
- Wykorzystując światło ultrafioletowe, jest jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z powierzchni wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu,
- Wystarczy skierować lampę UV bezpośrednio na powierzchnię przez określony czas, aby skutecznie zabijać drobnoustroje. Są tak silne, że nie pozostają również bez szkodliwego wpływu na skórę czy człowieka,
- Dlatego używając lamp UVC do dezynfekcji należy zachować podstawowe środki bezpieczeństwa tzn. nie znajdować się w zasięgu strumienia świetlnego,
- Lampy o mocy - 108W zdezynfekują przestrzeń około 35m²,
- Polecane do wykorzystania w placówkach służby zdrowia, w sklepach spożywczych, w środkach komunikacji miejskiej i prywatnej, na stacjach benzynowych, w firmach kurierskich, jednostkach administracji publicznej i edukacji, a także do zastosowań prywatnych we własnym domu czy samochodzie,
- W zależności od odległości od źródła światła, temperatury i wilgotności powietrza przyjmujemy 15 minut jako orientacyjny czas dezynfekcji,
- **Cechy i zalety lampy UV-C STERILON 108W:**
 - Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C,
 - Kolor obudowy: biały,
 - Skuteczność dezynfekcji: 35m²,
 - Żywotność: 8000h,
 - Napięcie zasilające: 220-240V,
 - Stopień szczelności: IP20,
 - Przewód zasilający 5m,
 - Wielopozycyjne ramię,
 - Dodatkowa opcja: włącznik ON-OFF,
 - Przystosowany do montażu na stojaku Future Stand.
 - Wymiary (A/B/C) [mm]: 270/480/100,
- **W zestawie:**
 - Lampa,
 - Uniwersalny zaczepek,
- **Akcesoria dodatkowe (za dopłatą):**
 - Statyw Future Stand,
- Gwarancja 12 miesięcy,

