



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



### **Kaseta do błon RTG KODAK LANEX REGULAR SCREENS (X-Omat) (3) (Rekondycjonowany (używany))**

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A,
- Dostępne w następujących rozmiarach:
  - 24 x 30

