



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kaseta do błon RTG KODAK LANEX REGULAR SCREENS (X-Omat) (3) (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A,
- Dostępne w następujących rozmiarach:
 - 24 x 30

