



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kaseta do błon RTG KODAK LANEX REGULAR SCREENS (X-Omat) (2) (Powystawowy (demo))

- Nowa ,powystawowa,
- Produkcji U.S.A,
- Dostępna w następującym rozmiarze:
 - 24 x 30 cm

