



Kamera identyfikacyjna AGFA CURIX ID (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji amerykańskiej,
- Zasilanie 230 V,
- Częstotliwość 50-60 Hz,
- Moc: 20 W,
- Czas identyfikacji: 2 s,
- Poziom ekspozycji: 10,
- Główną cechą urządzenia jest możliwość natychmiastowego zapisania daty, czasu oraz danych pacjenta na błonie w pełnym świetle dziennym,
- Urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze,
- Całkowity wymiar pola naświetlanego: 71 x 14 mm,
- Gabaryty: 39 x 33 x 34 cm.
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

