



## Zestaw do transferu tłuszczu EUROMI NLF1 (Fat Collector / Fat Transfer) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji belgijskiej,
- NLF1 umożliwia oddzielenie tłuszczu od surowicy przez dekantację,
- **W skład zestawu wchodzi:**
  - Jałowy pojemnik na tłuszcz o pojemności 1500 ml,
  - Kaniula przelotowa do pobierania próbek jednorazowego użytku składająca się z dwóch części (kaniula VITERBO, śr. 3mm, dł. części roboczej kaniuli - 250 mm, dł. całej kaniuli - 540 mm),
  - Wąż ssący z klamrą,
  - Wąż ciśnieniowy,
  - Wąż z klamrą do pobierania tłuszczu z pojemnika,
  - Dwa kolanka (mocowane do wyjść powietrza z głowicy) zapobiegające tarciu poruszającej się kaniuli o sąsiadujące przewody (zdjęcie nr 8),
- **Za dopłatą możliwość doposażenia zestawu w stojak wielokrotnego użytku wykonany ze stali nierdzewnej,**
- Pojemnik jest wykonany z wysokiej jakości, niełamliwego i odpornego na uderzenia tworzywa,
- Posiada czytelne oznaczenia pojemności płynu,
- System jest biokompatybilny,
- Certyfikaty cytotoxyczności,
- Instrukcja obsługi w języku angielskim,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,

