



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Respirator/Wentylator SIEMENS SERVO VENTILATOR 300 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji szwedzkiej,
- Ilość przepracowanych godzin: 58003 h,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 110 W,
- Wbudowane cyfrowe wyświetlacze,
- Tryby pracy: dorośli, dzieci, noworodki,
- **Regulowane funkcje respiratora:**
  - CMV freq: 10 - 150 b/min,
  - Insp time: 10 - 80%,
  - Pause time: 0 - 30%,
  - Insp. Rise time: 0 - 10%,
  - SIMV freq: 0 - 40 b/min,
  - O2 conc.: 21 - 100%,
  - Press. Control level above PEEP: 0 - 100,
  - Press. Support level above PEEP: 0 - 100,
  - PEEP: 0 - 50,
  - Trig. Sensitivity Level below PEEP: -16 - 0,
- Posiada alarmy akustyczne,
- Foliowany panel sterowania,
- Diodowe wyświetlacze słupkowe,
- Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
- **W zestawie:**
  - Układ oddechowy pacjenta z workiem oddechowym 2 l,
  - Węże zasilające w tlen (O2) i powietrze (AIR) z końcówkami typu AGA,
  - Przewód zasilający,
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Respirator umieszczony na mobilnym wózku na czterech dużych kółkach, w tym dwa z hamulcami,
- Wymiary ogólne:
- Szerokość: 54 cm,
- Głębokość: 70 cm,
- Wysokość: 118,5 cm,
- Waga: 43 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

