



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Laser diodowy chirurgiczny PHOTOMEDEX LASERPRO 980 25W (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany, stan techniczny idealny,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 540 VA,
- Typ lasera: półprzewodnikowy laser diodowy,
- Laserowa klasyfikacja bezpieczeństwa: klasa IV (21CFR1040.10) lub 4 (EN60825-1),
- Laser rekomendowany przez Dawida Matloka,
- Długość fali: 980 nm,
- Tryb lasera: ciągły,
- Tryby leczenia: ciągły, pojedynczy lub powtarzalny puls,
- Regulacja mocy lasera: od 1 do 25 W,
- Czas impulsu (czas ekspozycji): dostępny od 0,05 do 99 sekund,
- Czas wyłączenia impulsu (odstęp powtarzania ekspozycji): dostępny od 0,1 do 99 sekund,
- Aktywacja lasera: sterowany załącznikiem nożnym lub opcjonalnie sterowany przyciskiem palca w wybranych kompatybilnych systemach dostarczania włókien,
- Port światłowodowy (proksymalna przysłona laserowa): port zgodny ze złączem SMA-905,
- Zgodność z włóknami: średnica rdzenia z włókna krzemionkowego jest większa lub równa 365 mikronów, a apertura numeryczna z włókna jest większa lub równa 0,29 NA,
- Energia skumulowana: całkowita ilość dostarczonej energii wyświetlana na klawiaturze,
- Łączny czas: całkowity czas lasera wyświetlany na wyświetlaczu LCD,
- Wiązka celownicza: 635 - 650 nm, regulowana intensywność, ciągła lub pulsacyjna,
- **Zastosowanie:**
  - Chirurgia,
  - Chirurgia plastyczna,
  - Chirurgia naczyniowa,
  - Ginekologia plastyczna i rekonstrukcyjna,
  - Dermatologia,
  - Laryngologia,
- Szybkie włączanie bez rozgrzewania,
- Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika,
- Niewielka powierzchnia, lekka, przenośna jednostka,
- **W zestawie:**
  - Przełącznik nożny,
  - Przewód zasilający,
  - Laserowe znaki bezpieczeństwa,
  - Dwa kluczyki,
  - Sztywna rączka LH PK 5 cm,
  - Dwa systemy dostarczania włókien (fiber),
  - Haczyki itp.,
- Wymiary: 22 x 42 x 33 cm,
- Waga: 11,2 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

