



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Aparat do drenażu limfatycznego - presoterapii SORISA IMPRESS LITE MED (Powystawowy (demo))**

- Nowy, powystawowy,
- Produkcji hiszpańskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 70 - 80 VA,
- Presoterapia jest metodą szeroko stosowaną w leczeniu układów limfatycznego i krążenia, w medycynie kosmetycznej, fizjoterapii i kosmetyce,
- Maksymalne bezpieczeństwo dzięki wyjątkowemu ciśnieniomierzowi z systemem APS (Adapted Pressure System), który automatycznie personalizuje parametry każdego zabiegu,
- Tryb kończyny dolnej i górnej z 10 trybami napełniania i 5 regulowanymi poziomami ciśnienia,
- 18 zaprogramowanych programów leczenia kończyny górnej i dolnej,
- Pełna selektywna kontrola obrzęku (z jednej kończyny),
- Kolorowy ekran dotykowy,
- Przejrzysty i prosty w obsłudze interfejs,
- Charakterystyka ciśnienia wylotowego:
  - Bez pomiaru ciśnienia krwi: 140 mmHg,
  - Przeprowadzanie pomiaru ciśnienia krwi: 90% ciśnienia skurczowego,
  - Maksymalna tolerancja regulacji ciśnienia:  $\pm 5$  mmHg,
- Pomiar ciśnienia krwi:
  - Metoda: oscylometryczna,
  - Pulsacja: 40 - 120,
  - Maksymalne ciśnienie skurczowe: 180 mmHg,
  - Minimalne ciśnienie rozkurczowe: 40 mmHg,
- Zabiegi:
  - Cellulit,
  - Zmęczone nogi i drenaż,
  - Stymulacja krążenia,
  - Obrzęk limfatyczny i obrzęk żylny,
  - Obrzęk pooperacyjny i pourazowy,
  - Zapobieganie cellulitowi i otyłości,
  - Opieka poporodowa,
  - Ogólna detoksykacja organizmu,
- W skład zestawu wchodzi:
  - Urządzenie do drenażu limfatycznego SORISA IMPRESS LITE MED,
  - Kombinezon na nogi i stopy wraz z mankietem do pomiaru ciśnienia,
  - Dwa mankiety na kończyny górne,
  - Mankiet biodrowy,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 400 x 350 x 230 mm,
- Waga: 9,4 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

