



Pompa infuzyjna (strzykawkowa) BAXTER FLO-GARD GSP (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji litewskiej,
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez wbudowany akumulator NiMH 7,2 V / 2,5 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 60 VA,
- Duży czytelny wyświetlacz LCD,
- Współpraca ze strzykawkami z zakresu: 5 - 140 ml,
- Bardzo szeroki zakres typów obsługiwanych strzykawek,
- Czujnik prawidłowego zamocowania strzykawki,
- Wbudowany zasilacz sieciowy,
- Programowanie w jednostkach objętości oraz masy,
- Możliwość programowania własnych profili podaży,
- Komunikacja z komputerem RS-232,
- Wewnętrzna biblioteka leków,
- Prosta i intuicyjna obsługa,
- Szybkość podaży: od 0,1 do 1200 ml/h,
- Alarm ciśnienia okluzji: 50 - 850 mmHg, w odstępach co 200 mmHg,
- Wyposażona w uchwyt do powieszenia na statywie,
- Wymiary: 33,5 x 18 x 13,5 cm,
- Waga: 2,7 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

