



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa infuzyjna (strzykawkowa) GRASEBY 3100 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny dobry,
- Produkcji angielskiej,
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez wbudowany akumulator,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 15 VA,
- Niezawodna pompa do infuzji leków przeciwbólowych,
- Niezwykła prostota obsługi,
- Wytrzymała konstrukcja,
- Wybór jednostek infuzji,
- Unikalny tryb wlewu przerywanego,
- Preselekcja objętości lub czasu infuzji,
- Możliwość programowania w jednostkach masy,
- Szeroki zakres typów i rozmiarów strzykawk,
- Rejestracja zdarzeń,
- Komunikacja przy pomocy portu RS232,
- Foliowany panel sterowania oraz ciekłokrystaliczny wyświetlacz,
- Alarmy akustyczne,
- Wybór strzykawk: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml,
- Zakres szybkości infuzji (dla strzykawki 50 ml): 0,1 - 199,9 ml/h,
- W zestawie:
 - Uchwyt do powieszenia,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 32,5 x 22,5 x 11 cm,
- Waga: 3 kg,
- Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

