



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Przewód QUICK-COMBO do defibrylatora MEDTRONIC (PHYSIO-CONTROL) LIFEPAK 12/20 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny idealny,
- Produkcji U.S.A,
- Długość przewodu: 250 cm,

