



Pompa infuzyjna (strzykawkowa) BECTON DICKINSON PROGRAM 2 (Rekondukcjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez wbudowany akumulator Pb 6,0V / 3,0Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pompa infuzyjna na 2 strzykawki,
- Możliwość podaży z dwóch strzykawkę jednocześnie,
- Czytelne elektroniczne wyświetlacze graficzne,
- Zakresy prędkości przepływu: od 0,1 do 400 ml/h (domyślnie 200 ml/h),
- Przyrost: 0,1 ml/h - regulowany zakres prędkości przepływu,
- Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawkę,
- Szybkość przepływu: od 50 do 500 ml/h z wyświetlaczem objętości,
- Wybór strzykawkę: 10 - 50 ml,
- Alarmy akustyczne,
- Gniazdo RS232,
- Wymiary: 30 x 23 x 15 cm,
- Waga: 4,4 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

