



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Źródło światła OLYMPUS CLV-S30 (Rekondycjonowany (używany))

- Używane, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Przystosowane do endoskopów sztywnych,
- Światło ksenonowe i halogenowe,
- Źródło światła:
 - Żarówka ksenonowa 300 W – oświetlenie robocze,
 - Żarówka halogenowa 150 W – oświetlenie awaryjne (możliwość pracy przy oświetleniu halogenowym),
- 5 stopniowa regulacja natężenia światła,
- Temperatura barwowa: 6000 K,
- Wymiary: 36 x 40 x 13,5 cm,
- Waga: 12,3 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

