



## **Pompa infuzyjna (strzykawkowa) B. BRAUN PERFUSOR COMPACT (Kat 05) (Rekondycjonowany (używany))**

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez cztery nowe akumulatory / baterie LR6 / AA,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 10 VA,
- Pompa Perfusor Compact może pracować około 10 godzin przy przepływie 99,9 ml/h lub około 80 godzin przy przepływie średnio 10 ml/h,
- Wybór strzykawek: 20 lub 50 ml,
- Szybkość podaży: od 0,1 do 99,9 ml/h (co 0,1 ml),
- Szybkość bolusa: 800 ml/h,
- Objętość wlewu: od 0,1 do 999,9 ml (co 0,1 ml),
- Automatyczne rozpoznawanie wielkości strzykawek,
- Posiada foliowany panel sterowania oraz ciekłokrystaliczny wyświetlacz,
- Alarmy akustyczne i wizualne,
- Wielofunkcyjne połączenie MFC,
- Wygodny uchwyt do przenoszenia,
- Możliwość złożenia zestawu,
- Wymiary: 24,5 x 14,5 x 10,5 cm,
- Waga: 1,4 kg,
- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (PDF),
- Kat 05,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

