



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Opatentowany automatyczny system dezynfekcji klamek (Produkt nowy)

Handle Hygiene to łatwy w instalacji automatyczny dozownik dezynfekujący do większości klamek. Za każdym razem kiedy zamyka się drzwi system wypuszcza mgiełkę na klamkę dezynfekując ją, znacznie zmniejszając przy tym ryzyko zakażenia.

Efektywna i bezpieczna dezynfekcja

Handle Hygiene bezpiecznie dezynfekuje 99,9% popularnych wirusów oraz bakterii, w tym koronawirus, ebola, norowirus, gronkowiec złocisty i inne. W przypadku kontaktu rak z produktem, działa jak tradycyjny środek o dezynfekcji rąk.

System idealny w swojej prostocie

Handle Hygiene jest łatwy do zainstalowania na większości klamek i drzwi. Nie zawiera gazu pod ciśnieniem oraz nie wymaga specjalistycznych konserwacji oraz baterii. Wymagana jest tylko prosta wymiana wkładu z płynem dezynfekującym.

Spersonalizuj swój przekaz

Możliwość personalizacji wzoru na życzenie klienta (według przesłanego wzoru) w standardzie,



Zalety systemu Handle Hygiene

Osiąga 99,9% dezaktywacji powszechnych patogenów, w tym koronawirus, ebola, norowirus, gronkowiec złocisty i inne,

Nie wymaga zasilania bateryjnego,

Aplikacja płynu bez zastosowania butelki pod ciśnieniem,

Bardzo wydajny (4000 dezynfekcji klamki na jednym wkładzie),

Minimalny koszt konserwacji / serwisu,

Szybkoschnący, bezalkoholowy środek dezynfekujący,

Nie podrażnia oczu i skóry,

Kompatybilny z większością drzwi i klamek,

Płyn rozpylany podczas zamykania drzwi,

Łatwy montaż urządzenia i wkładów,

Wkłady przystosowane do recyklingu,



BEZ BATERII



BEZ KONSERWACJI



BEZ AREOZOLI

ZAPRASZAMY NA STRONĘ PRODUKTU

www.dezynfekcjaklamek.pl

www.handlehygiene.pl

